

## KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-4 elektroterapie, IR záření a ultrazvuk

Technologie krásy  
Zeštíhlení & tvarování



**3 funkce v 1**  
**Péče o zeštíhlení & tvarování těla**

- Děkujeme, že jste si zvolili náš přístroj!
- Postupujte podle návodu v této příručce a respektujte uvedené informace.
- Návod uschovejte pro příští nahlédnutí.
- Zařízení je určeno pouze k domácímu použití a pro kosmetické účely. Použití přístroje ve spojitosti s léčením či nemocí výrobce nepodporuje.

## OBSAH

Specifikace .....	2
Bezpečnostní informace .....	3
Důležité upozornění.....	3
Popis výrobku.....	<b>Chyba! Záložka není definována.</b>
Rychlý průvodce uživatele .....	4
Pokyny k používání ultrazvuku .....	5
Pokyny k použití EMS.....	6
Průběh režimů je následující: .....	7
Pokyny pro používání dlouhovlnného infračerveného světla.....	8
Po použití: .....	8

## Specifikace

Příkon adaptéru: AC 100 – 240 V  
Výkon adaptéru: 15 V, 800 mA  
Rozměry: 190 x 80 x 60 mm  
Váha: 235 g  
Ultrazvuková frekvence: 1 MHz  
Příloha: dvě skupiny kontaktních podložek (4 ks)

## Bezpečnostní informace



### **Výstraha: Dříve než použijete tento přístroj, přečtěte si pozorně následující informace**

Tento výrobek je dobře navržený přesný přístroj. Aby zařízení na zeštíhlení a zkrášlení perfektně fungovalo, přečtěte si pečlivě dále uvedené informace a respektujte je. To vám pomůže zajistit platnost záruky a prodloužit životnost výrobku.

1. Výrobek skladujte stranou vlhkosti a nepoužívejte jej pod vodou. Jinak by mohly elektronické části výrobku zkorodovat nebo zkratovat.
2. Nepřechovávejte výrobek blízko tepelného zdroje, který by mohl způsobit nesprávnou funkci a zkrácení životnosti výrobku nebo zkroutení či roztavení plastových částí.
3. Nedovolte, aby výrobek spadl nebo byl podroben vibraci, protože to může způsobit nesprávnou funkci.
4. Nikdy nezkoušejte výrobek sami demontovat. Všechny součásti výrobku smí opravovat a udržovat pouze profesionální technik.
5. Nepoužívejte jiný adaptér než ten, který je obsažen v obalu. Nekompatibilní adaptér by mohl způsobit nesprávnou funkci a zánik platnosti záruky.
6. Netahejte za kabel při odpojování. Abyste se vyhnuli špatnému kontaktu výrobku, přidržte zástrčku a odpojte ji ze zásuvky.
7. Všechny kabely řádně uklidte. Kabely nesmotávejte, mohli byste porušit povrch kabelu nebo způsobit jiné poškození.
8. Osoby za následujících okolností nesmí výrobek používat: pacienti se zhoubným nádorem, ženy během těhotenství nebo menstruace, pacienti s dermatózou, krvácením, urgentní pacienti s neidentifikovatelnými nemocemi, děti a starší osoby.
9. Výrobek přechovávejte mimo dosah dětí. Děti si s výrobkem nemají hrát, protože rozmontované součásti by dítě mohlo nedopatřením spolknout.

## Důležité upozornění

1. K zapnutí režimu ošetření kůže můžete stisknout funkční klávesu, není třeba zapínat proud.

①

2. Bez ohledu na to, kterou funkci používáte, můžete stisknout „POWER OFF“ / Vypnout proud, a přímo vypnete napájení.
3. Aby přístroj dobře fungoval, můžete kápnout trochu vody na povrch kovového detektoru, jestli voda bublá. Pokud ano, znamená to, že přístroj normálně funguje (režimy pro EMS a Dlouhovlnné infračervené světlo jsou vyloučeny).
4. Přístroj by se měl používat za normálních podmínek. Nezapomeňte po ošetření pleti vypnout napájení a odpojit kabel. Tím se vyhnete problémům s přehřátím, způsobeným vibrací vzduchu, a zabráníte případnému spálení nebo zkrácení životnosti výrobku.
5. Ideální použití výrobku je 5 – 15 minut na jedno ošetření.
6. Přístroj má zabudované bezpečnostní zařízení. Když je teplota příliš vysoká (určité omezení), ať při použití nebo mimo ně, automaticky sníží teplotu, aby zajistil vaši bezpečnost.
7. Přístroj má zabudované časové zařízení. Když je v pohotovostním režimu, ať při použití nebo mimo ně, přístroj automaticky vypne napájení. Budete-li jej chtít znovu použít, znovu jej spusťte.
8. Nepoužívejte déle než 30 minut.
9. Než začnete přístroj používat, naneste na pleť produkt k ošetření pleti.
10. Nepoužívejte příliš dlouho na jednom místě. Pohybuje přístrojem kolem dokola po své kůži, abyste nesoustředili vlnovou energii na jedno místo. To by mohlo vyvolat nepříjemný pocit nebo spálení kůže.
11. Při používání musí kovový detektor zcela přiléhat ke kůži. Neúplný kontakt způsobuje velký rozdíl v impedanci a rozptýlí energii na rozhraní. To vyvolá přehřívání a nepříjemný pocit či spálení kůže.
12. Po skončení ošetření oťete zbylý prostředek z detektoru. Doporučujeme měkký hadřík, aby se zabránilo poškrábání.
13. K očištění nepoužívejte vodu ani chemikálie, čisticí prostředek nebo prostředek na mytí nádobí. To vyvolává nesprávnou funkci nebo zkrácení životnosti výrobku.
14. Pokud máte pochybnosti ohledně zacházení s výrobkem nebo se po jeho použití budete cítit nepříjemně, ihned jej přestaňte používat a obraťte se na místního distributora.
15. Při chybné funkci vraťte výrobek místnímu distributorovi. Ten vám pomůže vyřešit všechny problémy.

②

## Terminologie



## Rychlý průvodce uživatele

Tento přístroj 3v1 Péče o zeštíhlení & tvarování těla vám přináší ještě lepší účinek! Umožňuje vám v krátké době vytvarovat půvabné křivky těla a obnovit pružnost pleti.

### EMS+INFRAČERVENÉ+ULTRAZVUK>>> ZNÁSOBENÝ ÚČINEK

#### Návod ke tvarování vašich tělesných křivek:

##### Krok 1:

Před aplikací očistěte kůži.

##### Krok 2:

Na partie vyžadující zeštíhlení aplikujte EMS po dobu 15 – 30 minut. Je lepší působit na akupunkturální bod.

##### Krok 3:

Prostředek k zeštíhlení těla naneste rovnoměrně na kůži (aplikujte zvláště na každou část, aby vám na vzduchu nezaschl, tím by se hůř absorboval).

##### Krok 4:

Masírujte kůži ultrazvukem a infračerveným světlem (podrobnosti viz návod), dokud se tvarovací prostředek úplně nevstřebá. Tento krok podporuje vstřebávání prostředku ke tvarování těla, a současně stimuluje oběh a látkovou výměnu kůže, což ještě více zpevní vaši kůži!

**Ultrazvuková vlna a dlouhovlnné infračervené světlo vyvolají na vaší kůži teplý pocit. To je normální jev, používejte bez obav. (Strojek automaticky sníží teplotu, když dosáhne svůj limit.)**

## Pokyny k používání ultrazvuku

Dříve než začnete s aplikací, je zásadně důležité zvolit vhodný produkt k ošetření pleti. Ten je nejen prostředkem vodivosti, ale je také důležitým prvkem, jenž vyživuje kůži. Proto je vždy nutné před použitím tohoto režimu aplikovat prostředek k péči o kůži.

### Krok 1:

Před aplikací očistěte pleť.

### Krok 2:

Prostředek k zestíhlení těla naneste stejnoměrně na pleť (aplikujte zvlášť na každou část, aby vám na vzduchu nezaschl, tím by se hůř absorboval).

### Krok 3:

Zapněte přístroj.

### Krok 4:

Zapněte proud (POWER) a červené světlo začne blikat.

### Krok 5:

Stiskněte jednu tlačítko SONIC pro nízkou intenzitu (LOW), dvakrát pro vysokou intenzitu (HIGH). Nízkou intenzitu použijte na obličej, vysoká se může použít na další části, jako jsou paže, nohy.

### Krok 6:

Naneste produkt k péči o pleť (ke tvarování těla) na partie, na které chcete aplikovat masáž. Nezapomeňte navlhčit kůži (poznámka: doporučujeme gelové výrobky, protože jsou vodivější).

### Krok 7:

Ke spuštění masáže viz podrobnosti na následující straně.


#### Zapamatujte si

1. Vyhýbejte se kontaktu s klouby, např. v oblasti kolena.

## Ošetření těla:

Toto je pouze informace pro všeobecné použití. Co se týče podrobností a profesionálních informací, obraťte se na Konzultanta krásy.

### 1. Masáž paží



Spusťte ruce a nechte svaly uvolněné. Začněte od zápěstí k podpaždí, aplikujte masážní pohyby zdola nahoru na vnitřní i vnější partii paže.

Stejnou metodu použijte k masírování svalů kruhovými pohyby.

### 2. Masáž pasu / dolního břicha



Přímo pod břichem aplikujte pohyby ve směru hodinových ručiček k zatlačení silné tkáně kolem pasu a zaživací oblasti vpředu za pupek.

Stejný způsob použijte pro masáž.

Co se týče silné tkáně na zadní partii, zatlačujte ji ke středu a dolů.

### 3. Masáž hýždě



Začněte od středu zadnice, masírujte hýždě kruhovými pohyby směrem k zádům.

Začněte od konce kostrče, zatlačujte silnou tkáň na hýždích nahoru směrem k pasu.

Začněte od horní části hýždí, aplikujte kruhový pohyb k zatlačení tkáně nahoru a ven.

### 4. Masáž nohou



Začněte od spodní části nohy k lýtku, tlačte tkáň zdola nahoru.

Oběma rukama masírujte lýtko nohy kruhovým pohybem zdola nahoru.

Tlačte tkáň na obě strany od pasu a stehen do středu; tlačte tkáň na vnitřních stranách stehen zepředu dozadu.


7

### Pokyny k použití EMS

- 1) Vlhkým brouskem očistěte nečistotu, mastnotu a líčidlo z partií, které budete masírovat.
- 2) Připojte olověnou sponku s plátkem elektrody. Kladné a záporné póly elektrod pokládejte při používání na různá místa těla (současně se používá jeden kladný a jeden záporný).



- 3) Položte lepicí podložky elektrod na ošetřovaná místa. Nejsou-li plátky elektrody dostatečné, pokryjte všechny body v několika krocích.
- 4) Tlačítko intenzity posuňte do první polohy (nejnižší nastavení).
- 5) Spojte zástrčku kabelu se zařízením.
- 6) Zapněte proud (svítí červené světlo).
- 7) Zvolte masážní režim: TAPPING (tukání)/ MASSAGE (masáž)/ KNEAD (hnětení)/ SCRAPPING (vytahování)/ SLIMMING (hubnutí).
- 8) Stiskněte EMS.
- 9) Intenzitu nastavte podle obliby (5 nastavení).
- 10) Zařízení automaticky zastaví práci po 10 minutách. Chcete-li opakovat proceduru, znovu přístroj zapněte a opakujte.
- 11) Doporučení: Zpočátku neaplikujte déle než 15 minut, postupně zvyšujte dobu použití až na 30 minut.
- 12) Po skončení terapie nastavte tlačítko volby režimu dolů – žádný režim, a tlačítko intenzity dolů – žádná intenzita.



8

## Průběh režimů je následující

### - REŽIM ŤUKÁNÍ:

1. Posuňte tlačítko k volbě režimu nahoru, režim je TAPPING / ŤUKÁNÍ.



Tlačítko volby Režim EMS elektrická masáž (vlevo)

Tlačítko pro volbu intenzity (vpravo)

2. Posuňte tlačítko volby intenzity do jedné z poloh 1-2-3-4-5.
3. Připojte kontaktní podložku.
4. Každé ošetření trvá 10 minut, denně byste neměli překročit 30 minut.
5. Volba intenzity by měla být podle pohodlí, ale na břicho se doporučuje vyšší intenzita.
6. Zvolte jiný režim (MASSAGE (masáž)/ KNEAD (hnětení)/ SCRAPPING (vytahování)/ SLIMMING (hubnutí) podle chuti.
7. Po ošetření strojek vypněte, vyjměte plátky elektrod, přechovávejte v krabičce.

### Doporučujeme speciální body EMS pro speciální funkce Čínské akupunkturní body

1. Při používání funkce TAPPING (ťukání) doporučujeme:

<p>Zpevnění břicha</p>	<p>1. SHUIDAO (20) 2. SHUIFEN (6) 3. GUANYUAN (18) 4. ZHISHI (53)</p>	
<p>Zpevnění hýždí</p>	<p>1. HUANTIAO (54) 2. CHENGFU (62)</p>	

9

- 2) Při používání funkce MASSAGE (masáž) doporučujeme:

Krásný pas

1. TIANSHU (10)
2. TAIYI (7)
3. DAIMAI (17)
4. SHENYU (47)



3. Při používání funkce KNEAD (hnětení) doporučujeme:

Krásné břicho

1. GUANYUAN (18)
2. DACHANGYU (48)
3. ZHONGYUAN (8)



4. Při používání funkce SCRAPPING (vytahování) doporučujeme:

Krásná kůže

1. FEIYU (44)
2. GANGYU (45)
3. ROUMEN (5)



5. Při používání funkce SLIMMING (hubnutí) doporučujeme:

Redukce váhy

1. DAZHUI (42)
2. YANGGUAN (52)
3. ZHONGWAN (8)
4. GUANYUAN (18)
5. JULIAO (22)
6. SHENYU (47)
7. CHENGFU (62)



10

## **Pokyny pro používání dlouhovlnného infračerveného světla**

Pokud chcete používat dlouhovlnné infračervené světlo, je velmi důležité aplikovat na kůži prostředek k péči o pleť. Nejenže je to médium vodivosti, je také důležitým prvkem, který dodává kůži výživu. Proto je vždy povinné před použitím tohoto režimu aplikovat prostředek k péči o pleť.

### **Krok 1:**

Zapojte do zásuvky.

### **Krok 2:**

Zapněte proud (POWER) a začne blikat červené světlo.

### **Krok 3:**

Stiskněte tlačítko INFRARED.

### **Krok 4:**

Když je z masážní hlavy vysíláno červené světlo, znamená to, že energie infračervené vlny již začíná pracovat.

### **Krok 5:**

Namířte infračervené světlo na potřebné partie a energie vlnění bude uvolňována do kůže.

## **Po použití:**

1. Ujistěte se, že všechna funkční tlačítka jsou vypnutá.
2. Vypněte proud.
3. Uložte podložky elektrody.
4. Vlhkým hadříkem otřete povrch hlavy a lepicí podložky.
5. K očištění přístroje nepoužívejte ředidlo, benzín ani jinou těkavou kapalinu.
6. Uložte do krabičky.