

AED



AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR

Přesná a spolehlivá analýza ECG
Snadné používání
Detektor pohybu
Detekce kardiostimulátoru

Funkce vlastního testu
Směrnice AHA/ERC pro CPR a defibrilaci
Záruka 5 let



Turecká asociace první pomoci podporuje "Life-Point"

Technické specifikace AED Life-Point Pro

Provozní režim	Automatický
Doba nabíjení při max. Joule	běžně < 10 s
Doba analýzy ECG	běžně < 10 s
Tvar křivky	Oříznutý dvoufázový tvar křivky
Energetické kroky	Dospělí: 150J - 150J - 200J / děti: 50J - 50J - 50J
Detekce kardiostimulátoru	Ano
Detektor pohybu	Ano
Měření impedance	25 – 175 ohm
Maximální vybití	běžně 100 rázů (při 20 °C s plnou baterií)
Derivace	D II
Šířka pásma ECG	2 – 25 Hz
Typ baterie	LiMnO ₂ (12V 4500 mA)
Harmonogram vlastního testu	Denní – týdenní – měsíční – při každém startu
Rozsah vlastního testu	Baterie – vnitřní elektronika – software
Rozměry	9,5 cm x 27 cm x 24 cm
Hmotnost(s baterií)	1850 g
Třída(93/42/EEC)	II B
Provozní podmínky	0 °C – 50 °C ve % 10 – % 95 RH
Skladovací podmínky	Od -20 °C do 60 °C
Dokumentace dat	ECG signál / událost / hlasový záznam
Přenos dat	Metsis AED Software (mini USB)
Min. požadavek na počítač	Windows XP – Windows Vista – Windows 7 Pentium nebo vyšší, VGA monitor nebo lepší, CD-ROM Driver, USB port, volné místo na disku 2 GB

www.metsismedikal.com