


Stříška s pokrývkou pro kočár

EASYS ADVANTAGE

Montážní návod - příslušenství




Thomashilfen



- EASyS Advantage
- EASyS Advantage S
- EASyS Modular S
- tRide



- Swiftly
- Swiftly 2



EASyS Advantage (6637/6)



EASyS Advantage (6637/61)



EASyS Advantage (6638)



tRide (6637/6)



Swifty (6637/6)



tRide (6637/61)



Swifty (6637/61)



tRide (6638)



Swifty (6638)

Rozepněte zipy bočního polstrování vlevo a vpravo (kromě Swiftu).

Držáky stříšky (plastové držáky) jsou již předem namontovány na pravé a levé straně rámu.

Nyní zasuňte stříšku do držáku. Zipy zcela zapněte.

Pokrývku nohou lze připevnit ke stříšce. V případě potřeby lze plachtu stříšky zcela odstranit pomocí obvodového zipu (pod zadním rámem stříšky).

POZOR: Vozík se s namontovanou stříškou nesmí skládat do přepravního stavu.