





Dosáhněte výjimečných výsledků léčby

Freezpen nabízí preciznost, praktičnost a účinnost při rychlé léčbě bez stresu.

1

Vychází ze široce uznávaného názoru, že kryoterapie je základním způsobem ošetření u všech druhů kožních lézí.

2

Freezpen je praktickým nástrojem, který se snadno používá, je nákladově efektivní a ošetření s ním je záležitostí několika sekund.

3

Tento nástroj byl navržen primárně pro praktické lékaře pro dermatologické a kosmetické aplikace. Poskytuje optimální řešení pro léčbu bradavic, kondylomů, stopkatých bradavek, keratóz a jiných benigních kožních lézí.

4

Ošetření bez stresu. Vysoká přesnost ošetření přístrojem Freezpen omezuje poškození zdravé pokožky a snižuje tak nepohodlí pacientů na minimum.

5

Účinné výsledky dosažené již po prvním ošetření při hlubším proniknutí do kůže pod vysokým tlakem přístroje Freezpen.





Praktické použití pera – optimální bezpečnost, bezúdržbovost, žádné vedlejší účinky. Přístroj využívá přímou aplikaci oxidu dusného při teplotě $-89\text{ }^{\circ}\text{C}$. Rychlost pronikání 1 mm za 5 sekund až do maximální hloubky 5 mm.



Nákladově efektivní řešení s malými a levnými kryogenními náplněmi.



„Naši klienti Freezpen zbožňují a my také. Náklady této investice se nám vrátily po 30 ošetřeních!“



Výrobce pera Freezpen je společnost Clinic6. Dobře si uvědomujeme potřebu otevírat nové možnosti zlepšování kvality péče o pacienty prostřednictvím nepřetržitého dialogu na trzích se zdravotnickými výrobky, na kterých působíme. Naším cílem je přeměňovat požadavky zákazníků a tržní trendy na praktická řešení pro každodenní použití.



Krabička s 15 náplněmi N₂O po 8 g
Ref. CL-N2O 8G-BOX
Kartón se 16 krabičkami.
Ref. CL-N2O-8G-CARTON



Sada přístroje Freezpen s návodem k obsluze
a pinzetou pro umístění filtru.
Připraveno pro ošetření lézí o průměru od 2 do 6 mm.
Ref. CL-FP-OO



www.freezpen.com | info@freezpen.com