



JAKÉ ELEKTRODY PRIMEDIC POTŘEBUJI?

V průběhu let prochází řada HeartSave pravidelně technickým zdokonalením, aby mohla pacientům a uživatelům vždy nabídnout optimální výkon. V důsledku toho byly i SavePady (elektrody) speciálně přizpůsobeny příslušným typům přístrojů. Které SavePady jsou vhodné pro váš defibrilátor (AED), snadno zjistíte podle několika vlastností.

IDENTIFIKACE PODLE SAVEPADŮ

Přesné označení SavePadů je natištěno na přední straně obalu. Dalším rozhodujícím prvkem je konektor elektrody, který lze v případě novějších verzí vidět s kabelem na straně uzavřeného obalu. (Obr. 1)

Označení „SavePads PreConnect“ a viditelný kabel s konektorem:

- AED 3. generace
- SavePady sada PreConnect
Obj. č. 97085

Označení „SavePads“ nebo „SavePads AED“ bez viditelného kabelu / konektoru:

- AED 1. a 2. generace
- sada SavePadů
Obj. č. 96343



Obr. 1

IDENTIFIKACE PODLE KONEKTORU NA AED

Jak vypadá přípojný konektor pro konektor SavePadů na Vašem AED? (Obr. 2)

- 12pinová zásuvka → AED 3. generace → SavePady sada PreConnect
Obj. č. 97085
- 3pinová zásuvka → AED 1. a 2. generace → SavePady sada
Obj. č. 96343



Obr. 2

IDENTIFIKACE PODLE SÉRIOVÉHO ČÍSLA

Také podle sériového čísla Vašeho AED lze zjistit, o jakou řadu se jedná. Sériové číslo Vašeho AED najdete na stříbrném typovém štítku na zadní straně AED. (Obr. 3)

Rozhodující je zde prvních 5 číslic.

- | | | | | |
|-------------|---|-----------------|--------------------|--|
| 73944xxxxxx | → | HeartSave PAD | (3. generace) | } SavePady
sada PreConnect
Obj. č. 97085 |
| 73945xxxxxx | → | HeartSave AED | (3. generace) | |
| 73943xxxxxx | → | HeartSave AS | | |
| 73946xxxxxx | → | HeartSave AED-M | (3. generace) | |
| 73947xxxxxx | → | HeartSave 6 | (3. generace) | |
| 73948xxxxxx | → | HeartSave 6S | (3. generace) | |
| 73654xxxxxx | → | HeartSave PAD | (1. a 2. generace) | } SavePady sada
Obj. č. 96343 |
| 73154xxxxxx | → | HeartSave AED | (1. a 2. generace) | |
| 73237xxxxxx | → | HeartSave AED-M | (1. a 2. generace) | |
| 73423xxxxxx | → | HeartSave 6 | (1. a 2. generace) | |
| 73424xxxxxx | → | HeartSave 6S | (1. a 2. generace) | |



Obr. 3

Datum vydání 06/2019