



KAVITACE CM-11 NANO SPREJ S ULTRAZVUKEM PRO OŠETŘENÍ DEHYDRATOVANÉ PLETI

Technická charakteristika:

Nano sprej: tekutina je peletizována do 3-5 μm částic a tím se mnohonásobně zvyšuje možnost absorpce účinných látek než u běžného spreje.

Ultrazvukové lázně: zlepšení oběhu krve a tvorby kolagenu; revitalizace kožních buněk; detoxikace lymfatického systému; zapracování výživy hluboko do pokožky.

VHODNÁ OBLAST APLIKACE:

Jemná pokožka na krku, obličeji, případně paže a ruce

CÍL PŮSOBENÍ:

dehydratovaná a povadlá pleť, citlivá pokožka



ULTRAZVUK
3MHz

NANO SPRAY
3-5 μm

INDIKÁTOR
modré podsvícení

ČASOVAC
3 min - spray
5 min - ultrazvuk

Napájení: 4 AAA baterie	Velikost: 170*38*43 mm
Příkon: 100-240 V AC	Hmotnost: 113 g
Výkon: 5V DC, 1A	Velikost ocelové hlavice: S(\varnothing 25)