

Dezinfekční a čisticí přípravek na vozíky  
připravený k použití



### VÝHODY

- Baktericidní, fungicidní a virucidní
- Použití manuálně nebo v rozprašovači
- Bezrizikový pro materiály



MADE IN  
FRANCE



### POUŽITÍ

Desinfekční a čisticí přípravek připravený k použití určený pro všechny typy vozíků, v souladu s nařízeními ze dne 08/09/1999 a ze dne 19/12/2013 o čištění povrchů a vybavení, může přijít do kontaktu s potravinami.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Roztok připravený k použití. Vlhce otřete nebo použijte rozprašovač. Nechte uschnout bez oplachování s výjimkou povrchů, které mohou přijít do kontaktu s potravinami, opláchněte po dodržení doby kontaktu. Doporučuje se provádět oplachování pravidelně čistou vodou, aby nedocházelo k usazování dezinfekčního přípravku a povrchy tak nebyly zbaveny lesku.

### FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzický stav:	Tekutá kapalina
Barva:	Bezbarvý
Vůně:	Bez vůně
pH:	10,5 (zásada)
Hustota:	1
Doba trvanlivosti:	2 roky

### TYP PŘÍPRAVKU

TP02/TP04

### AKTIVNÍ LÁTKY

Didecyldimethylamoniumchlorid (č. CAS 7173-51-5) 0.34% (m/m).

### MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

V podmínkách špíny při 20°C:

**Baktericidní:** EN1276 a EN13697 za 5 min

**Fungicidní:** EN1650 a EN13697 za 15 min

**Virucidní:** EN14476 Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Rotavirus (30 min), HBV/HCV/HIV (30 min), Vacciniavirus (5 min)

### BALENÍ

Kanistr 5 l	LB950810
Kanistr 20 l	LB950820

### BEZPEČNOST

Výrobek vyhrazen pouze pro profesionální použití.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Používejte biocidy opatrně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.

