



### VÝHODY

- Baktericidní
- Kvasinkocidní
- Sporocidní
- Virucidní



### APLIKACE

Dekontaminant znečištěného prádla před praním namáčením nebo v pračce.

Použití na všechny druhy textilií. Vysoký zbytkový výkon desinfekčního prostředku.

Zabraňuje mikrobiálnímu vývoji ve vlhkém prádle.

Zabraňuje opětovné kontaminaci prádla během uskladnění.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Používá se pro praní nebo namáčení za studena po dobu 15 minut.

Použijte dávku: 0,5 až 2%, nebo 20 ml na litr vody. Když je prádlo dekontaminováno, přistupte k praní.

### FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled:	tekutá kapalina
Barva:	lehce jantarová
Hustota při 20°C: pH čistého prostředku:	1.000 ± 0.005
pH při 2% :	9.4 +/- 0.5
	9.2 +/- 0.5

### TYP PROSTŘEDKU

Kapalina pro desinfekci prádla (Skupina 1 – TP2)

### ÚČINNÁ LÁTKA

Obsahuje didecyldimethylamoniumchlorid (č. CAS 7173-51-5 ; koncentrace 15% m/m) Benzalkoniumchlorid (č. CAS : 68424-85-1 ; koncentrace 10% m/m)

### MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

#### V podmínkách čistoty při 20°C

Sporocidní	EN13704	5%	60 min
------------	---------	----	--------

#### V podmínkách špíny při 20°C

Baktericidní	EN13727 / EN14561	1%	5 min
	EN13697 / EN1276	0.5%	15 min
Kvasinkocidní	EN13624	0.5%	5 min
	EN14562	0.5%	15 min
	EN1650 / EN13697	0.25%	15 min
Virucidní	EN 14476	2%	15 min
	- Norovirus	2%	15 min
	- Adenovirus	2%	15 min
	- Poliovirus	2%	15 min
	- <b>Coronavirus</b>	2%	15 min
	- Papillomavirus	2%	15 min
	- PRV*/ BVDV*/H1N1	2%	5 min
	- Herpès/Rotavirus	0.5%	5 min
	- Vacciniavirus	0.5%	5 min
	- HIV	2%	1 min

### BALENÍ

Kanistr 5 kg Ref. OH0920

Existuje také v:

Kanistr 20 kg Ref. OH0915

Sud 200 kg Ref. OH0941

### BEZPEČNOST

Prostředek určený výhradně k profesionálnímu použití. Pro více informací konzultujte bezpečnostní list. Biocidní prostředky používejte s opatrností. Před použitím si přečtěte etiketu a informace týkající se prostředku.